

Consultas Realizadas

Licitación 403572 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - ITEM 2 SE DETALLA: BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>EN EL ITEM 2 SE DETALLA: BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>BALON DE EXTRACCION DE TRIPLE LUMEN V-SISTEM (UN SOLO USO) 190 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO DIAMETRO DEL BALON 15.0/18.0/20 MM (ANTERIOR AL BALON SOBRE LA GUIA)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS CON SU MODELO V-SISTEM . SE DEBERIA DE SACAR V-SISTEM YA QUE SE TRATA DE UNA MARCA O MODELO EXCLUSIVO DE OLYMPUS. CODIGO : B-V432P-A/B. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK CORROBORANDO QUE TODAS LAS MEDIDAS DEL PBC COINCIDEN CON EL CODIGO DEL PRODUCTO DETALLADO. https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/stone-extraction-balloon/stone-extraction-balloon.pdf</p> <p>QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT:</p> <p>BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>BALON DE EXTRACCION DE TRIPLE LUMEN (UN SOLO USO) 190 A 200 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO, DIAMETRO DEL BALON 15.0/18.0/20 O 12/15/18/20 MM (ANTERIOR AL BALON SOBRE LA GUIA)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		

Consulta 2 - EN EL ITEM 3 SE DETALLA BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>EN EL ITEM 3 SE DETALLA BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>BALON DE EXTRACCION DE TRIPLE LUMEN V-SISTEM (UN SOLO USO) 190 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO DIAMETRO DEL BALON 8.5/11.5/15 MM (ANTERIOR AL BALON SOBRE LA GUIA)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS CON SU MODELO V-SISTEM. SE DEBERIA DE SACAR V-SISTEM YA QUE SE TRATA DE UNA MARCA O MODELO EXCLUSIVO DE OLYMPUS. CODIGO: B-V232P-A/B. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK CORROBORANDO QUE TODAS LAS MEDIDAS DEL PBC COINCIDEN CON EL CODIGO DEL PRODUCTO DETALLADO. https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/stone-extraction-balloon/stone-extraction-balloon.pdf</p> <p>QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT:</p> <p>BALÓN DE EXTRACCIÓN PARA CÁLCULOS BILIARES</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>BALON DE EXTRACCION DE TRIPLE LUMEN (UN SOLO USO) 190 A 200 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO DIAMETRO DEL BALON 8.5/11.5/15 MM O 8.5/10/12/15 MM (ANTERIOR AL BALON SOBRE LA GUIA)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		

Consulta 3 - ITEM 4 SE DETALLA : ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>EN EL ITEM 4 SE DETALLA : ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ESFINTEROTOMO 3 VIAS (UN SOLO USO) 170 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO 7 MM LONGITUD DE LA PUNTA, 30 MM HILO DE CORTE COMPATIBLE CON GUIA 0.035.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS CON SU MODELO CLEVERCUT. MODELO: KD-VC411Q-0730. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK: https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/sphincterotome/clevercut-3v.pdf</p> <p>QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT: ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ESFINTEROTOMO 3 VIAS (UN SOLO USO) 170 a 200 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO 7 MM o 7 FR LONGITUD o DIAMETRO DE LA PUNTA, 30 MM HILO DE CORTE COMPATIBLE CON GUIA 0.035.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		

Consulta 4 - ITEM 5 SE DETALLA: ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>EN EL ITEM 5 SE DETALLA: ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ESFINTEROTOMO 3 VIAS (UN SOLO USO) 170 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO 3 MM LONGITUD DE LA PUNTA, 20 MM HILO DE CORTE COMPATIBLE CON GUIA 0.035.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS CON SU MODELO CLEVERCUT. MODELO: KD-VC411Q-0720. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK: https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/sphincterotome/clevercut-3v.pdf</p> <p>QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT: ESFINTEROTOMO ENDOSCÓPICO</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ESFINTEROTOMO 3 VIAS (UN SOLO USO) 170 A 200 CM DE LONGITUD DE TRABAJO, 2.8 MM CANAL DE TRABAJO 3 MM O 7 FR LONGITUD DE LA PUNTA, 20 MM HILO DE CORTE COMPATIBLE CON GUIA 0.035.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2021
AJUSTARSE A LA CARTA DE INVITACION.		

Consulta 5 - ITEM 6 SE DETALLA ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2021
<p>EN EL ITEM 6 SE DETALLA ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ALAMBRE GUIA 0.025 INCH (UN SOLO USO) 450 CC LONGITUD DE TRABAJO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS. MODELO: G-260-2545S. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK: https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/guidewires/guidewires.pdf. QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA</p> <p>Especificaciones Técnicas y Normas</p> <p>ALAMBRE GUIA 0.025 INCH (UN SOLO USO) 450 A 480 CM LONGITUD DE TRABAJO. (EN EL PBC PONEN UNIDAD DE MEDIDA CC PERO DEBERIA DE SER CM)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2021
AJUSTARSE A LA CARTA DE INVITACION.		

Consulta 6 - ITEM 7 SE DETALLA : ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
<p>EN EL ITEM 7 SE DETALLA : ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA Especificaciones Técnicas y Normas ALAMBRE GUIA 0.035 INCH (UN SOLO USO) 450 CC LONGITUD DE TRABAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS. MODELO: G-260-2545S. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK: https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/guidewires/guidewires.pdf. QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA Especificaciones Técnicas y Normas ALAMBRE GUIA 0.035 INCH (UN SOLO USO) 450 O 480 CM LONGITUD DE TRABAJO. (EN EL PBC PONEN UNIDAD DE MEDIDA CC PERO DEBERIA DE SER CM)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
<p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.</p>		

Consulta 7 - ITEM 7 SE DETALLA : ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
<p>EN EL ITEM 7 SE DETALLA : ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA Especificaciones Técnicas y Normas ALAMBRE GUIA 0.035 INCH (UN SOLO USO) 450 CC LONGITUD DE TRABAJO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . DICHAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADAS UNICAMENTE A LA MARCA OLYMPUS. MODELO: G-260-2545S. LO PUEDEN OBSERVAR EN EL SIGUIENTE LINK: https://img.medical.olympus-global.com/common/pdf/products/guidewires/guidewires.pdf. QUIZAS SEA ALGO INVOLUNTARIO DE LA CONVOCANTE, QUE SE HABRA GUIADO POR LAS ESPECIFICACIONES QUE PASO EL PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITAMOS QUE SE AMPLIEN LOS RANGOS A LA SIGUIENTE EETT: ALAMBRE GUÍA BILIAR PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA Especificaciones Técnicas y Normas ALAMBRE GUIA 0.035 INCH (UN SOLO USO) 450 O 480 CM LONGITUD DE TRABAJO. (EN EL PBC PONEN UNIDAD DE MEDIDA CC PERO DEBERIA DE SER CM)</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
<p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.</p>		

Consulta 8 - ITEM 8 SE DETALLA CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
EN EL ITEM 8 SE DETALLA CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN Especificaciones Técnicas y Normas CANASTILLA DE EXTRACCION DE CALCULOS BIBILIARES GIRATORIA (4 HILOS) LONGITUD DE TRABAJO 190 CC CANAL 2.8 MM (UN SOLO USO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES POR LO QUE SOLICITAMOS QUE DICHAS EETT SEAN: Especificaciones Técnicas y Normas CANASTILLA DE EXTRACCION DE CALCULOS BIBILIARES GIRATORIA (4 HILOS) LONGITUD DE TRABAJO 190 A 220 CM CANAL 2.8 MM (UN SOLO USO) (EN EL PBC PONEN UNIDAD DE MEDIDA CC PERO DEBERIA DE SER CM) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TENER EN CUENTA Y CONSULTAR A LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE UTILIZAN ESTOS INSUMOS YA QUE LO SOLICITADO EN RELACION A LA AMPLITUD DE RANGOS NO AFECTA EL USO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		

Consulta 9 - ITEM 9 CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
SE DETALLA EN EL ITEM 9 CANASTILLA DE EXTRACCIÓN FUSIÓN Especificaciones Técnicas y Normas CANASTILLA DE EXTRACCION DE CALCULOS BIBILIARES GUIADAS (4 HILOS) LONGITUD DE TRABAJO 190 CC CANAL 3.7 MM (UN SOLO USO). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA PERMITIR ASI MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES POR LO QUE SOLICITAMOS QUE DICHAS EETT SEAN: Especificaciones Técnicas y Normas CANASTILLA DE EXTRACCION DE CALCULOS BIBILIARES GUIADAS (4 HILOS) LONGITUD DE TRABAJO 190 A 220 CM CANAL 3.7 MM (UN SOLO USO). (EN EL PBC PONEN UNIDAD DE MEDIDA CC PERO DEBERIA DE SER CM)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		

Consulta 10 - ITEM 10 SE DETALLA PINZA PARA BIOPSIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2021
EN EL ITEM 10 SE DETALLA PINZA PARA BIOPSIA Especificaciones Técnicas y Normas PINZA DE BIOPSIA, MANDIBULA, COCODRILLO FENESTRADA CONESTILETO (UN SOLO USO) 155 CM LONGITUD DE TRABAJO, CANAL DE TRABAJO 2.8 MM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS COMO TAMBIEN CONSULTAR CON LOS PROFESIONALES MEDICOS SI SOLICITAN FENESTRADA Y CON ESTILETE LAS PINZAS DE BIOPSIA YA QUE ESTAS NO SON TAN USADAS EN NUESTRO MERCADO. COMO TAMBIEN CONSULTAR EL LARGO DE LAS PINZAS. ESTAS SOLO LES SERVIRIA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Y NO PARA BAJA. SOLICITAMOS QUE AMPLIEN LOS RANGOS : PINZA DE BIOPSIA, MANDIBULA, COCODRILLO FENESTRADA CONESTILETO (UN SOLO USO) 155 CM O 230 CM LONGITUD DE TRABAJO, CANAL DE TRABAJO 2.8 MM.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2021
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Electrónico Versión 3.		